

Clearblue™

اختبار حمل سهل الاستخدام

- دقة تتخطى 99% ابتداءً من يوم الدورة الشهرية المتوقعة.
- يرجى قراءة النشرة بعناية قبل إجراء الاختبار.



1 إجراء الاختبار

يمكنك إجراء الاختبار في أي وقت من اليوم ابتداءً من يوم دورتك الشهرية المتوقعة.

- عندما تكونين جاهزة لإجراء الاختبار، أخرجي عصا الاختبار من الغلاف المعدني الرقيق وانزعي الغطاء الأزرق. استخدمي عصا الاختبار على الفور.

وضع الاختبار في مجرى البول

يمكنك إجراء الاختبار مباشرة بوضعه في مجرى البول، أو في عينة من البول يتم جمعها في وعاء نظيف وجاف.

- أمسكي طرف تغير الألوان متجهًا لأسفل في مجرى البول، أو في عينة البول المجمعة، كما هو مبين لمدة **5 دقائق فقط**.
- يتحول طرف تغير الألوان على الفور إلى اللون القرمزي مشيرًا إلى أنه جار امتصاص البول. يجب الاستمرار في وضع الطرف المتغير اللون في البول طوال الثواني الخمس كاملة.
- حافظي على بقاء طرف تغير الألوان متجهًا لأسفل أو ضعي عصا الاختبار بشكل مسطح حتى ظهور الخط في نافذة التحكم.
- يمكنك إعادة تركيب الغطاء في مكانه.

راجعى السؤال رقم 5 إذا لم يتحول طرف تغير الألوان إلى اللون القرمزي بالكامل.



3 قراءة نتيجة الاختبار

يمكنك الآن قراءة نتيجة الاختبار في نافذة النتائج.



2 انتظري لمدة دقيقتين

- يد الخط الأزرق في نافذة التحكم على نجاح الاختبار.
- يمكنك قراءة النتيجة بعد دقيقتين.
- لا تقربي نتيجة اختبارك حتى يظهر هذا الخط الأزرق.
- إذا لم يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال **10 دقائق**، فإن الاختبار لم ينجح (راجعى السؤال رقم 6).



ليس من المهم أن يكون أحد الخطين اللذين يشكلان الرمز "+" أفتح أو أعمق من الآخر؛ فالنتيجة تشير إلى حدوث حمل:



إذا لم تكوني متأكدة من النتيجة بعد، فراجعى السؤال رقم 7 لمعرفة التفاصيل كاملة.



مهم! يرجى قراءة النتيجة خلال **2-10 دقائق** من إجراء الاختبار. ويتم تجاهل أي تغييرات في النتيجة بعد هذا الوقت.

1 ما مدى دَقَّة Clearblue؟

يحقِّق هذا الاختبار دَقَّة تتجاوز 99% في الاختبارات العملية، عند استخدامه بدءاً من يوم الدورة الشهرية المتوقَّعة.

2 كيف يعمل Clearblue؟

عندما تكونين حاملاً، يفرز جسمك هرمون الحمل hCG (موجبة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية). ويريد مقدار هرمون hCG في جسمك في فترات الحمل الأولى. يستطيع هذا الاختبار اكتشاف الكميات الصغيرة من هذا الهرمون في البول بداية من يوم الدورة الشهرية المتوقَّعة (تبلغ حساسية هذا الاختبار 25 مليون وحدة دولية/ملي لتر).

3 متى يمكنني إجراء الاختبار باستخدام Clearblue سهل الاستخدام؟

يمكنك إجراء الاختبار في أي وقت من اليوم ابتداءً من يوم بدء دورتك الشهرية المتوقَّعة. لحساب اليوم المتوقع للدورة الشهرية، احسبي مدة الدورة الشهرية العادية بحسب عدد الأيام بدءاً من اليوم الأول لنزول الدورة حتى اليوم السابق لبداية الدورة التالية.

• إذا كنتِ تمرِّين بدورات غير منتظمة، فلا بد أن تعطي وقتاً بمقدار أطول دورة لك في الأشهر الأخيرة قبل إجراء الاختبار.

• لا تشربي كمية كبيرة من السوائل قبل إجراء الاختبار.

• إذا أشارت النتيجة إلى عدم حدوث حمل، ولكنك ما زلتِ متشككة في حدوث حمل، فراجعِي السؤال 10.

4 هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية في النتيجة؟

• اقْرئي دائماً تعليمات الجهة المصنِّعة لأي دواءٍ لتتأكدِ من إجراء الاختبار.
• يمكن أن تؤدي عقاقير الخصوبة التي تحتوي على هرمون موجبة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية إلى نتائج مضللة (تؤخذ عقاقير الخصوبة عادة بالحقن، وقد يؤدي إجراء الاختبار بعد وقت قصير جداً من تناولها إلى إعطاء نتيجة "إيجابية" زائفة).

• لا تؤثر أدوية الخصوبة الأخرى (مثل الكلويميفين سترات) والسكبات وعقاقير منع الحمل الهرمونية (مثل أقراص منع الحمل) في النتيجة.

• إذا كنتِ قد توقفت مؤخراً عن استخدام عقار هرموني مانع للحمل أو كنتِ تستخدمين أدوية الخصوبة مثل الكلويميفين سترات، فقد تصبِّح الدورة الشهرية غير منتظمة، مما يؤدي إلى إجراء الاختبار في وقت مبكر جداً.

• إذا كنتِ حاملاً مؤخراً (ولو لم يستمر الحمل لمدة كاملة)، فقد تحصلين على نتيجة "حامل" زائفة.

• يمكن أن يعطي الحمل خارج الرحم وتكيس المبايض وبلوغ سن انقطاع الطمث وبعض الحالات المرضية النادرة الأخرى نتائج مضللة.

• إذا ظهرت لك النتيجة "حامل"، فمن المحتمل أن تتكشفي لاحقاً أنك لست حاملاً بسبب حدوث فقدان طبيعي للحمل والذي يمكن أن يحدث في المراحل الأولى للحمل.

إذا حصلتِ على نتائج غير متوقَّعة، فيتعين عليك مناقشتها مع الطبيب.

5 استخدمت اختبار الحمل ولكن لم يتحول طرف تغير الألوان إلى اللون الفرفرفي بالكامل. ماذا ينبغي أن أفعل؟

عند عدم تحول الطرف المتغير اللون إلى اللون الفرفرفي بالكامل، فقد يكون السبب عدم استخدام كمية كافية من البول. ومع ذلك، عند ظهور الخط الأزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، عندها يكون الاختبار قد نجح. إذا لم يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فراجعِي السؤال 6.

6 استخدمت اختبار الحمل ولكن لم يظهر أي خط أزرق في نافذة التحكم. ماذا ينبغي أن أفعل؟

عند عدم ظهور أي خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فإن الاختبار لم ينجح. وقد يرجع ذلك إلى:

• عدم الإبقاء على طرف تغير اللون في الاتجاه لأسفل أو عدم وضع عصا الاختبار على سطح مستوي بعد وضعها في البول.

• استخدام كمية كبيرة جداً أو صغيرة جداً من البول. يتعين عليك جمع عينة لمدة 5 ثوانٍ.

• ينبغي إجراء الاختبار مجدداً باستخدام اختبار جديد مع العناية باتباع التعليمات. قد ترغبين في جمع عينة من بولك في وعاء نظيف وجاف وتعمرين طرف تغير اللون فقط لمدة 5 ثوانٍ.

7 ماذا يحدث إذا ما كنت غير متأكدة من النتيجة؟

• التأكد من أن نتيجة اختبارك "إيجابية". يجب أن يكون هناك خط أزرق في نافذة التحكم الرمز "+" في نافذة النتائج خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار.

• قد يختلف مظهر الرمز "+" في نافذة النتائج، ولكن يتعين أن يكون الخطان اللذان يشكلان الرمز "+" والخط في نافذة التحكم ذوي عرض متشابه (انظري الصور من أ إلى ج).

الصورة أ
• يزدحج حدوث هذا الأمر عندما تكونين حاملاً وتجربين الاختبار بعد مرور أكثر من أيام قليلة بعد الدورة الشهرية المتوقَّعة حيث تكون مستويات هرمون hCG مرتفعة.

الصورة ب
هذا طبيعي عندما تكونين حاملاً وتجربين الاختبار في اليوم المقرر لنزول الطمث أو في يوم قريب منه نظراً لأن مستويات hCG لا تزال منخفضة نسبياً.

الصورة ج
لا تزال النتيجة تشير إلى "حدوث حمل".

• إذا كنتِ لا تزالين غير متأكدتين من نتيجةك، فينبغي عليك الانتظار 3 أيام على الأقل قبل إجراء الاختبار مرة أخرى، مع مراعاة اتباع التعليمات.

• التأكد من أن نتيجة اختبارك هي "غير حامل". يجب أن يوجد خط أزرق في نافذة التحكم ورمز "-". في نافذة النتائج خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار. إذا كانت نتيجة الاختبار "غير حامل"، ولكنك ما زلتِ متشككة في حدوث حمل، فراجعِي السؤال 10.

8 ما مدة بقاء النتيجة؟

يمكن قراءة النتيجة في أي وقت من 3 إلى 10 دقائق بعد إجراء الاختبار. يجب تجاهل أي تعبير في النتيجة بعد 10 دقائق.

9 تشير نتيجة اختباري إلى أنني "حامل". ماذا ينبغي أن أفعل؟

إذا أشار الاختبار أنك حامل، فيتعين عليك زيارة الطبيب حيث سيقدِّم لك إرشادات بخصوص الخطوات اللاحقة.

10 تشير نتيجة اختباري إلى أنني "غير حامل". ماذا ينبغي أن أفعل؟

قد لا تكونين حاملاً أو قد لا يكون مستوي هرمون الحمل مرتفعاً بما يكفي لاكتشافه أو قد تكونين أخطأت في حساب يوم الدورة الشهرية المتوقَّعة. إذا تأخرتِ دورتكِ الشهرية، فيمكنك إجراء الاختبار خلال 3 أيام إذا كنتِ لا تزالين تشكين في حدوث حمل. إذا كانت نتيجة اختبارك للحمل "سلبية"، ولم تأتِك الدورة الشهرية، فينبغي استشارة الطبيب.

	تُحظر إعادة الاستخدام
	جهة طبي للتشخيص في المختبر
	الجهة المصنِّعة
	كود الدفعة
	تاريخ انتهاء الصلاحية
	الحفظ المسموح به لدرجة الحرارة درجتان متويتان -30 درجة مئوية

