

# Clearblue™

## اختبار حمل اكتشاف سريع

- دقة تتخطى 99% ابتداءً من يوم بداية الدورة الشهرية المتوقعة.
- يُرجى قراءة النشرة بعناية قبل إجراء الاختبار.

### 1 قبل بدء الاختبار

قد يكون مفيداً استخدام ساعة اليد أو المنبه لمراقبة الوقت أثناء إجراء الاختبار.

يمكنك إجراء الاختبار في أي وقت من اليوم ابتداءً من اليوم المتوقع لبداية دورتك الشهرية.

### 2 إجراء الاختبار

عندما تكونين جاهزة لإجراء الاختبار، أزيل الغلاف المعدني الرقيق وانزع الغطاء. استخدم عصى الاختبار على الفور.

يمكنك إجراء الاختبار مباشرة بوضعه في مجرى البول، أو في عينة من البول يتم جمعها في وعاء نظيف وجاف.

• أمسكي الطرف متغير اللون متجهًا للأسفل وموضوعًا في مجرى البول، أو في عينة البول المجمعة، كما هو مبين، لمدة خمس ثوانٍ كاملة.

• يتحول طرف تغير الألوان على الفور إلى اللون البرتقالي مشيرًا إلى أنه جاز امتصاص البول. يجب الاستمرار في وضع الطرف متغير اللون في البول طوال التواني الخمس كاملة.

5  
ثوانٍ



ابدئي توقيت 5 ثوانٍ بمجرد أن ترى الطرف متغير اللون يتحول إلى اللون البرتقالي.



يجب الاستمرار في وضع الطرف متغير اللون في البول طوال التواني الخمس كاملة.

أو

مجرى تدفق البول العينة المجمعة

• إذا لم يتحول طرف تغير الألوان بالكامل إلى اللون البرتقالي، فراجع السؤال 5.

3  
دقائق

انتظري لمدة 3 دقائق عند بدء الاختبار في العمل، سترين أن هناك خطأً أزرق (خطوطاً زرقاء) يبدأ (تبدأ) في الظهور.

نافذة التحكم نافذة النتائج



حامل

غير حامل



الصورة ج

الصورة ب

الصورة أ

- إذا كانت النتيجة "حامل"، فراجع السؤال 11.
- إذا لم تكوني متأكدة من النتيجة بعد، فراجع السؤال 7.

إذا كانت النتيجة "غير حامل"، فراجع السؤال 10.

### 3 قراءة نتيجة الاختبار

يمكنك قراءة نتيجةك في نافذة النتائج.

يجب أن يظهر خط أزرق في نافذة التحكم عند قراءة النتيجة الخاصة بك. يشير هذا الخط إلى إتمام عملية الاختبار.

يمكن أن تظهر نتيجة "حامل" في دقيقة واحدة عند إجراء الاختبار من يوم قوات دورتك الشهرية (وهو اليوم التالي ليوم بداية الدورة الشهرية المتوقعة).

ينبغي لك انتظار ثلاث دقائق كاملة حتى تتأكدين من ظهور نتيجة "غير حامل" (راجع السؤال 8).

إذا لم ترى خطأً أزرق اللون في نافذة التحكم، فلم ينجح الاختبار (ارجعي إلى السؤال 6).

ليس من المهم أن يكون أحد الخطين اللذين يشكلان الرمز "H" أفتح أو أضيق من الآخر؛ فالنتيجة هي "حامل".

مهم! يرجى قراءة النتيجة خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار. تجاهلي أي تغييرات في النتيجة بعد هذا الوقت.

ينبغي لك إجراء الاختبار مرة أخرى، باستخدام عصا اختبار جديدة، مع مراعاة اتباع التعليمات. يمكن جمع عينة من البول في وعاء نظيف وجاف وغمر الطرف متغير اللون فقط لمدة 5 ثوانٍ.

**7 ماذا يحدث إذا ما كنت غير متأكد من النتيجة؟**

- للتحقق من أن نتيجة اختبارك "إيجابية"، يجب أن يكون هناك خط أزرق في نافذة التحكم ورمز "4+" في نافذة اختبارك "10 دقائق" من إجراء الاختبار.
- وقد يختلف مظهر الرمز "4+" في نافذة النتائج، ولكن يتعين أن يكون الخطان اللذان يشكلان الرمز "4+" والخط في نافذة التحكم ذوي عرض متشابه (انظري الصور من أ إلى ج).

**الصورة أ**

يُرجح حدوث هذا الأمر عندما تكونين حاملاً وتجرين الاختبار بعد مرور أكثر من عدة أيام بعد الدورة الشهرية الفائتة حيث تكون مستويات هرمون موجبة الغند التناسلية المشيمائية البشرية منخفضة.

**الصورة ب**

هذا طبيعي عندما تكونين حاملاً وتجرين الاختبار في يوم الدورة الشهرية الفائتة أو في يوم قريب منه نظراً لأن مستويات هرمون موجبة الغند التناسلية المشيمائية البشرية لا تزال منخفضة نسبياً.

**الصورة ج**

حتى لو كان اللون باهتاً، فما زالت النتيجة تشير إلى حدوث حمل.

إذا كنت لا تزالين غير متأكد من نتيجتك، فينبغي لك الانتظار 3 أيام على الأقل قبل إجراء الاختبار مرة أخرى، مع مراعاة اتباع التعليمات.

- للتحقق من أن نتيجة اختبارك هي "غير حامل"، يجب أن يوجد خط أزرق في نافذة التحكم ورمز "-" (نقص) في نافذة النتائج خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار. إذا كانت نتيجة الاختبار "غير حامل"، ولكل ما زلت متشككة في حدوث حمل، فراجعي السؤال 10.

**8 متى يمكنني قراءة النتيجة؟**

يمكن أن تظهر نتيجة "حامل" بسرعة بعد دقيقة واحدة عند إجراء الاختبار من يوم فوات دورتك الشهرية (وهو اليوم التالي ليوم بداية الدورة الشهرية المتوقعة). تأكد من وجود الخط الأزرق في نافذة التحكم قبل قراءة النتيجة. ولكن ينبغي لك الانتظار 3 دقائق حتى تتأكد من ظهور نتيجة "غير حامل". إذا لم يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق، فإن الاختبار لم ينجح، (راجعي السؤال 6).

**9 ما مدة بقاء النتيجة؟**

يمكن قراءة النتيجة في أي وقت من 3 إلى 10 دقائق. يجب تجاهل أي تغيير في النتيجة بعد 10 دقائق.

**10 تشير نتيجة اختبائي إلى أنني "غير حامل". ماذا ينبغي أن أفعل؟**

قد لا تكونين حاملاً أو قد لا يكون مستوى هرمون الحمل مرتفعاً بما يكفي لاكتشافه أو قد تكونين أحطت في حساب اليوم المقرر لنزول الطمث.

إذا أجريت الاختبار مبكراً، فليكن إجراء الاختبار مرة أخرى في اليوم المتوقع للدورة الشهرية.

إذا تأخرت دورتك الشهرية عن موعدها، فيمكنك إجراء الاختبار خلال 3 أيام. إذا كانت نتيجة اختبارك للحمل "غير حامل"، ولم تتبدد الدورة الشهرية، فينبغي استشارة الطبيب.

**11 تشير نتيجة اختبائي إلى أنني "حامل". ماذا ينبغي أن أفعل؟**

إذا أشار الاختبار أنك حامل، فيتعين عليك زيارة الطبيب حيث سيقدّم لك إرشادات بخصوص الخطوات اللاحقة.

**1 ما مدى دقة Clearblue؟**

يحقّق Clearblue دقة تصل إلى أكثر من 99% في الاختبارات المعملية، عند استخدامه في يوم بداية الدورة الشهرية المتوقعة.

**2 كيف يعمل Clearblue؟**

عندما تكونين حاملاً، يفرز جسمك هرمون الحمل hCG (موجبة الغند التناسلية المشيمائية البشرية). يزيد مقدار هرمون hCG في جسمك في فترات الحمل الأولى. يمكن أن يؤدي Clearblue الاكتشاف السريع إلى اكتشاف الكميات الصغيرة من هذا الهرمون في البول (تبلغ حساسية هذا الاختبار 25 ملي وحدة دولية/ملي).

**3 نست متأكد من موقع المتوقع للولادة الشهرية المقبلة. كيف أعرف أنني اجري الاختبار في الوقت المناسب؟**

لحساب اليوم المتوقع لبداية الدورة الشهرية، احسب مدة الدورة العادية بحساب عدد الأيام بدءاً من اليوم الأول لنزول الدورة حتى اليوم السابق لبداية الدورة التالية.

- إذا كنت تمرّين بدورات غير منتظمة، فلا بد أن تعطى وقتاً بمقدار أطول لك في الأيام الأخيرة قبل إجراء الاختبار.

إذا كانت نتيجة الاختبار "غير حامل"، ولكل ما زلت متشككة في حدوث حمل، فراجعي السؤال 10.

**4 هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية في النتيجة؟**

- اقربي دائماً تعليمات الجهة المصنعة لأي دواء تتناولينه قبل إجراء الاختبار.
- يمكن أن تؤدي عقاقير الخصوبة التي تحتوي على هرمون موجبة الغند التناسلية المشيمائية البشرية إلى نتائج مضللة (تؤخذ عقاقير الخصوبة عادةً بالحقن، وقد يؤدي إجراء الاختبار بعد وقت قصير جداً من تناولها إلى إعطاء نتيجة "حامل" زائفة).
- لا تؤثر أدوية الخصوبة الأخرى (مثل الكلوميفين سترات) والمسكنات وعقاقير منع الحمل الهرمونية (مثل أقراص منع الحمل) في النتيجة.
- إذا كنت قد توقفت مؤخراً عن استخدام عقار هرموني مانع للحمل أو كنت تستخدمين أدوية الخصوبة مثل الكلوميفين سترات، فقد تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة؛ مما يؤدي إلى إجراء الاختبار في وقت مبكر جداً.
- إذا كنت حاملاً مؤخراً (ولو لم يستمر الحمل لمدة كاملة)، فقد تحصلين على نتيجة "حامل" زائفة.

يمكن أن يعطي الحمل خارج الرحم وتكيس المبايض وبلوغ من انقطاع الطمث وبعض الحالات المرضية النادرة الأخرى نتائج مضللة.

إذا ظهرت لك النتيجة "حامل"، فمن المحتمل أن اكتشفي لاحقاً أنك لست حاملاً بسبب حدوث فقدان طبيعي للحمل والذي يمكن أن يحدث في المراحل الأولى للحمل.

إذا حصلت على نتائج غير متوقعة، ليعتبر عليك مناقشتها مع الطبيب.

**5 لقد استخدمت اختبار الحمل، ولكن لم يتحول الطرف متغير اللون إلى اللون البرتقالي على نحو تام. ماذا ينبغي أن أفعل؟**

عند عدم تحول الطرف متغير اللون إلى اللون البرتقالي بالكامل، فقد يكون السبب عدم استخدام كمية كافية من البول. ومع ذلك، عند ظهور الخط الأزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، عندها يكون الاختبار قد نجح. إذا لم يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فراجعي السؤال 6.

**6 لقد استخدمت اختبار الحمل، ولكن لم يظهر أي خط أزرق في نافذة التحكم. ماذا ينبغي أن أفعل؟**

عند عدم ظهور أي خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فإن الاختبار لم ينجح. وقد يرجع ذلك إلى:

- عدم الإبقاء على الطرف متغير اللون في الاتجاه لأسفل أو عدم وضع عصا الاختبار على سطح مستو بعد وضعها في البول.
- استخدام كمية كبيرة جداً أو صغيرة جداً من البول. يتعين عليك جمع إجراء العينة 5 ثوانٍ.

لاستفسار عن المنتج، الرجاء الاتصال بدعم العملاء على العنوان التالي:-

حامل ترخيص التسويق: 

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy,

جنيف، سويسرا.

بوفه التوزيع:

Abbott Diagnostics (Shanghai) Co. Ltd

شنغهاي، الصين.

Clearblue علامة تجارية لشركة SPD

حقوق الطبع والتأليف © لشركة SPD لعام 2022. جميع الحقوق محفوظة.

لمعرفة الخطوات اللاحقة ومعلومات وإرشادات عامة بخصوص أمور الحمل، الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت: [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

اختبار ذاتي للاستخدام المنزلي، للاستخدام الشخصي في المختبر فقط. غير مخصص للاستخدام الداخلي. يحظر إعادة الاستخدام. يستخدم مرة واحدة فقط. حافظي على الاختبار بعيداً عن متناول الأطفال. يحفظ في درجة حرارة بين درجتين إلى 30 درجة مئوية. يسمح بالوصول إلى درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل إجراء الاختبار حال حفظه في التلاجة. لا تستخدميه إذا كان الغلاف المعنوي الرقيق الحافظ تالفاً. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ "الصلاحية". يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية العادية. لا تقومي بتفكيك الجهاز. يحتوي على أجزاء صغيرة، لا تضعي أي مكون من مكونات هذا الجهاز في فمك. إذا ابتلعتي شيئاً منه عن طريق الخطأ، فاطلبي العناية الطبية. أبلغني Clearblue عن أي إصابة ناجمة عن استخدام هذا المنتج.

	الجهة المصنعة		تخطر إعادة الاستخدام
	كود الدفعة		جهاز طبي للتشخيص في المختبر
	تاريخ انتهاء الصلاحية		الحذ المسموح به لدرجة الحرارة درجتان مئويتان إلى 30 درجة مئوية