

## اختبار حمل اكتشاف سريع

- دقة تتخطى 99% ابتداءً من يوم الدورة الشهرية المتوقعة.
- يُرجى قراءة النشرة بعناية قبل إجراء الاختبار.

### 1 قبل بدء الاختبار

قد يكون مفيداً استخدام ساعة اليد أو المنبه لمراقبة الوقت أثناء إجراء الاختبار.

يمكنك إجراء الاختبار في أي وقت من اليوم ابتداءً من اليوم المتوقع لدورتك الشهرية.

### 2 إجراء الاختبار

عندما تكونين جاهزة لإجراء الاختبار، أزيل الغلاف المعدني الرفيق وانزع الغطاء. استخدم عصى الاختبار على الفور.

يمكنك إجراء الاختبار مباشرة بوضعه في مجرى البول، أو في عينة من البول يتم جمعها في وعاء نظيف وجاف.

أمسك الطرف المتغير اللون متجهًا للأسفل وموضوعًا في مجرى البول، أو في عينة البول المجمعة، كما هو مبين، لمدة خمس ثوانٍ كاملة.

يتحول طرف تغير الألوان على الفور إلى اللون البرتقالي مشيرًا إلى أنه جارٍ امتصاص البول. يجب الاستمرار في وضع الطرف المتغير اللون في البول طوال الثواني الخمس كاملة.

غطاء

طرف تغير اللون



• أبقِ على الطرف المتغير اللون في اتجاه الأسفل أو ضعي عصى الاختبار على سطح مسطح حتى تكوني جاهزة لقراءة النتيجة ويظهر خط أزرق في نافذة التحكم.

• يمكنك إعادة تركيب الغطاء في مكانه.



• ابدئي توقيت 5 ثوانٍ بمجرد أن تری طرف تغير الألوان يتحول إلى اللون البرتقالي.



• يجب الاستمرار في وضع الطرف المتغير اللون في البول طوال الثواني الخمس كاملة.

أو

العينة المجمعة

مجرى تدفق البول

• إذا لم يتحول طرف تغير الألوان بالكامل إلى اللون البرتقالي، فراجع السؤال 5.

3  
دقائق

انتظري لمدة 3 دقائق عند بدء الاختبار في العمل، سترين أن هناك خطوطاً زرقاء تبدأ في الظهور.

نافذة النتائج

نافذة التحكم



حامل

غير حامل



الصورة ج

الصورة ب

الصورة أ

إذا كانت النتيجة "غير حامل"، فراجع السؤال 10.

- إذا كانت النتيجة "حامل"، فراجع السؤال 11.
- إذا لم تكوني متأكدة من النتيجة بعد، فراجع السؤال 7.

### 3 قراءة نتيجة الاختبار

يمكنك قراءة نتيجتك في نافذة النتائج.

يجب أن يظهر خط أزرق في نافذة التحكم عند قراءة النتيجة الخاصة بك. يشير هذا الخط إلى إتمام عملية الاختبار.

يمكن أن تظهر نتيجة "حامل" في دقيقة واحدة عند إجراء الاختبار من يوم فوات دورتك الشهرية (وهو اليوم التالي ليوم الدورة الشهرية المتوقعة).

ينبغي لك انتظار ثلاث دقائق كاملة حتى تتأكد من ظهور نتيجة "غير حامل" (راجع السؤال 8).

إذا لم تری خطاً أزرق اللون في نافذة التحكم، فلم يفلح الاختبار (ارجعي إلى السؤال 6).

ليس من المهم أن يكون أحد الخطين اللذين يشكلان الرمز "+" أفتح أو أضيق من الآخر؛ فالنتيجة هي "حامل".

مهم! يرجى قراءة النتيجة خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار. تجاهلي أي تغييرات في النتيجة بعد هذا الوقت.

1 ما مدى دقة Clearblue؟

بحقن Clearblue دقة تصل إلى أكثر من 99% في الاختبارات المعملية، عند استخدامه بدءاً من يوم الدورة الشهرية المتوقعة

2 كيف يعمل Clearblue؟

عندما تكونين حاملاً، يفرز جسمك هرمون الحمل hCG (موجبة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية). يزيد مقدار هرمون hCG في جسمك في فترات الحمل الأولى. يمكن أن يؤدي Clearblue الاكتشاف السريع إلى اكتشاف الكميات الصغيرة من هذا الهرمون في البول (تبلغ حساسية هذا الاختبار 25 مليون وحدة دولية/ملي لتر).

3 لست متأكد من الموعد المتوقع للدورة الشهرية بعدة أشهر. أعرف أنني أجري الاختبار في الوقت المناسب؟

لحساب الأنبلة اليوم المتوقع للدورة الشهرية، احسبي مدة الدورة الشهرية العادية بحساب عدد الأيام بدءاً من اليوم الأول لنزول الدورة حتى اليوم السابق لبداية الدورة التالية.

• إذا كنت تميزين بدورات غير منتظمة، فلا بد أن تعطي وقتاً بمقدار أطول دورة لك في الأشهر الأخيرة قبل إجراء الاختبار.

إذا كانت نتيجة الاختبار "غير حامل"، ولكل ما زلت متشككة في حدوث حمل، فراجعي السؤال 10.

4 هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية في النتيجة؟

القرني دائماً لتعليمات الجهة المصنعة لأي دواء تتناولينه قبل إجراء الاختبار.

يمكن أن تؤدي عقاقير الخصوبة التي تحتوي على هرمون مائع للحمل أو كنت تستخدمين الميثمائية البشرية إلى نتائج مضللة (تؤخذ عقاقير الخصوبة عادةً بالحقن، وقد يؤدي إجراء الاختبار بعد وقت قصير جداً من تناولها إلى إعطاء نتيجة "إيجابية" زائفة).

• لا تؤثر أدوية الخصوبة (مثل الكلوميفين سترات) والمسكنات وعقاقير منع الحمل الهرمونية (مثل أقراص منع الحمل) في النتيجة.

• إذا كنت قد توقفت مؤخراً عن استخدام عقار هرموني مائع للحمل أو كنت تستخدمين أدوية الخصوبة مثل الكلوميفين سترات، فقد تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة؛ مما يؤدي إلى إجراء الاختبار في وقت مبكر جداً.

• إذا كنت حاملاً مؤخراً (ولو لم يستمر الحمل لمدة كاملة)، فقد تحصلين على نتيجة "حامل" زائفة.

يمكن أن يعطي الحمل خارج الرحم وتكيس المبايض وبلوغ من انقطاع الطمث وبعض الحالات المرضية النادرة الأخرى نتائج مضللة.

• إذا ظهرت لك نتيجة "حامل"، فمن المحتمل أن اكتشفي لاحقاً أنك لست حاملاً بسبب حدوث فقدان طبيعي للحمل والذي يمكن أن يحدث في المراحل الأولى للحمل.

إذا حصلت على نتائج غير متوقعة، فيتعين عليك مناقشتها مع الطبيب.

5 لقد استخدمت اختبار الحمل، ولكن لم يتحول الطرف المتغير اللون إلى اللون القرمزي على نحو تام. ماذا ينبغي أن أفعل؟

عند عدم تحول الطرف المتغير اللون إلى اللون القرمزي بالكامل، فقد يكون السبب عدم استخدام كمية كافية من البول. ومع ذلك، عند ظهور الخط الأزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، عندها يكون الاختبار قد نجح. إذا لم يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فراجعي السؤال 6.

6 لقد استخدمت اختبار الحمل، ولكن لم يظهر أي خط أزرق في نافذة التحكم. ماذا ينبغي أن أفعل؟

عند عدم ظهور أي خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فإن الاختبار لم ينجح. وقد يرجع ذلك إلى:

• عدم الإبقاء على طرف تغير اللون في الاتجاه للأسفل أو عدم وضع عصا الاختبار على سطح مستو بعد وضعها في البول.

• استخدام كمية كبيرة جداً أو صغيرة جداً من البول. يتعين عليك جمع عينة لمدة 5 ثوانٍ.

ينبغي لك إجراء الاختبار مرة أخرى، باستخدام عصا اختبار جديدة، مع مراعاة اتباع التعليمات. يمكن جمع عينة من البول في وعاء نظيف وجاف وغير الطرف المتغير اللون فقط لمدة 5 ثوانٍ.

7 ماذا يحدث إذا ما كنت غير متأكد من النتيجة؟

• لتأكيد من أن نتيجة اختبارك "إيجابية"، يجب أن يكون هناك خط أزرق في نافذة التحكم ورمز "+" في نافذة النتائج خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار.

وقد يختلف مظهر الرمز "+" في نافذة النتائج، ولكن يتعين أن يكون الخطان اللذان يشكلان الرمز "+" والخط في نافذة التحكم ذوي عرض متشابه (انظري الصور من أ إلى ج).

8 متى يمكنني قراءة النتيجة؟

يمكن أن تظهر نتيجة "حامل" بسرعة بعد دقيقة واحدة عند إجراء الاختبار من يوم فوات دورتك الشهرية (وهو اليوم التالي ليوم الدورة الشهرية المتوقعة). تأكدي من وجود الخط الأزرق في نافذة التحكم قبل قراءة النتيجة. ولكن ينبغي لك الانتظار 3 دقائق حتى تتأكدي من ظهور نتيجة "غير حامل". إذا لم يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق، فإن الاختبار لم ينجح، (راجعي السؤال 6).

9 ما مدة بقاء النتيجة؟

يمكن قراءة النتيجة في أي وقت من 3 إلى 10 دقائق. يجب تجاهل أي تغير في النتيجة بعد 10 دقائق.

10 تشير نتيجة اختبائي إلى أنني "غير حامل". ماذا ينبغي أن أفعل؟

قد لا تكونين حاملاً أو قد لا يكون مستوى هرمون الحمل مرتفعاً بما يكفي لاكتشافه أو قد تكونين اختبائي في حساب اليوم المقرر لنزول الطمث.

• إذا أجريت اختبارات مبكراً، فعليك إجراء الاختبار مرة أخرى في اليوم المتوقع للدورة الشهرية.

• إذا تأخرت دورتك الشهرية عن وعدها، فيمكنك إجراء الاختبار خلال 3 أيام. إذا كانت نتيجة اختبارك للحمل "سلبية"، ولم تأتِ الدورة الشهرية، فينبغي استشارة الطبيب.

11 تشير نتيجة اختبائي إلى أنني "حامل". ماذا ينبغي أن أفعل؟

إذا أشار الاختبار أنك حامل، فيتعين عليك زيارة الطبيب حيث سيقدّم لك إرشادات بخصوص الخطوات اللاحقة.

www.clearblue.com

للاستفسار عن المنتج، الرجاء الاتصال بدعم العملاء على العنوان التالي:-

حامل ترخيص التسويق:

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy,

موقع التصنيع:

Alere (Shanghai) Diagnostics Co. Ltd.

شغهاي، الصين.

Clearblue علامة تجارية لشركة SPD.

حقوق الطبع والتأليف © لشركة SPD لعام 2019. جميع الحقوق محفوظة.

لمعرفة الخطوات اللاحقة ومعلومات وإرشادات عامة بخصوص أمور الحمل، الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت: www.clearblue.com



0123

اختبار ذاتي للاستخدام المنزلي.  
لا تستخدم التشخيصي في المختبر فقط.  
غير مخصص للاستخدام الداخلي.  
يحظر إعادة الاستخدام.  
يستخدم مرة واحدة فقط.  
حافظي على الاختبار بعيداً عن متناول الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة بين درجتين إلى 30 درجة مئوية.

يسمح بالوصول إلى درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل إجراء الاختبار حال حفظه في التلاجة.

لا تستخدمه إذا كان الغلاف المعدني الرقيق المحافظ تالفاً.

لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ "الصلاحية".

يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية العادية.

الجهة المصنعة		تحظر إعادة الاستخدام
كود الدفعة	IVD	جهّز حتى للتشخيص في المختبر
تاريخ انتهاء الصلاحية		الد المسموح به لدرجة الحرارة درجتان مئويتان - 30 درجة مئوية